

ライフ・チューナー説明書(かゆみどめ)

2021/09

Mind Craft Ltd. All Rights Reserved

お買い上げありがとうございます。

本製品はレイモンド・ローヤル・ライフが発見した周波数療法を「ニューライフリメディ療法」主宰の星英之氏が拡張した方法論と藤井清史先生の発見した周波数に基づき開発されました。

たいへん小型ながら1Hzから10MHzまで発生できるデジタルプログラマブル波形生成器を使い、特定の用途に向けたライフの周波数を正確に発生します。

用途によりLEDの色を変えてありますので、目的の用途かご確認ください。

かゆみどめを設定したものはオレンジ色LEDがついたものです。

使い方

1. 単4電池2本を裏蓋を開けて電池ボックスにセットします。
2. かゆみを感じるところへ電池ボックスのある側をかざします。(くっつけてもかまいません)
3. スイッチを軽くプッシュします。
4. LEDが点灯し、約6分で自動的に消灯します。
5. 場所が複数ある場合は、2-4を繰り返してください。

*装置をずっとつけっぱなしにするものではありません。

真菌性湿疹、虫刺され、アトピー性皮膚炎、他にもコロナワクチンの副作用と思われる蕁麻疹、水虫の痒み、帯状疱疹の終焉期などなどについて、かなりの効果を見出しています。

当然、痒みだけの症状の緩和で、根本的には対処しているものではありません。

しかし、かきむしらない分、早い回復で、皮膚損傷の少ない状態での回復が可能です。

この装置は効果を確実なものとするために、同じ周波数リストを3回、実行しています。かゆみが早くおさまれば、途中でできりあげてもかまいません。

注意事項

おまけで製品ステッカーをおつけしています。ご自分でオリジナルのものを貼られてもよいと思います。

保証期間はご購入後、一年です。

内部は精密機器ですので強いショックを与えないようにしてください。

また水につけた、強い衝撃を与えた、内部を開けたなどして破損した場合は保証の限りではありません。

以上、